

W skład zestawu wchodzi następujące wartości:

10 Ω - 50szt.

22 Ω - 50szt.

47 Ω - 50szt.

100 Ω - 50szt.

220 Ω - 50szt.

470 Ω - 50szt.

1 k Ω - 50szt.

1.5 k Ω - 50szt.

2.2 k Ω - 50szt.

3.3 k Ω - 50szt.

4.7 k Ω - 50szt.

10 k Ω - 50szt.

22 k Ω - 50szt.

47 k Ω - 50szt.

51 k Ω - 50szt.

100 k Ω - 50szt.

120 k Ω - 50szt.

220 k Ω - 50szt.

470 k Ω - 50szt.

1 M Ω - 50szt.

Zapakowane w torebkę strunową z opisem zawartości. Tolerancja ilościowa: +/- 5%.