

W skład zestawu wchodzi następujące wartości:

10R 10szt
15R 10szt
22R 10szt
33R 10szt
47R 10szt
68R 10szt
100R 10szt
150R 10szt
220R 10szt
330R 10szt
470R 10szt
680R 10szt
1k 10szt
1.5k 10szt
2.2k 10szt
3.3k 10szt
4.7k 10szt
6.8k 10szt
10k 10szt
15k 10szt
22k 10szt
33k 10szt
47k 10szt
68k 10szt
100k 10szt
150k 10szt
220k 10szt
330k 10szt
470k 10szt
680k 10szt
1M 10szt
2.2M 10szt
10M 10szt

Zapakowane w torebkę strunową z opisem zawartości. Tolerancja ilościowa: +/- 5%.